



TABLE À MANGER - PLATEAU PRINCIPAL INCLINABLE EN ABS + PLATEAU LATÉRAL FIXE EN ABS BLANC - PIÈTEMENT C

Description

1 - EasyClean : Sa structure tubulaire simple à nettoyer évite tout risque de rétention. Le plateau latéral est composé d'un bac thermoformé amovible pour une hygiène maximale.

2 - Confort : Sa hauteur variable est facilement réglable par une simple action sur la poignée. La table est alors ajustée à la position désirée. Son grand plateau inclinable équipé d'une réglette évite les chutes d'objets.

3 - Sécurité : Son large piètement avec ses roulettes double galets offre une grande stabilité. La remontée automatique du plateau évite les risques accidentels de coincement pour le patient.

POIDS

Poids 18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur 96,2 cm
Profondeur 45,5 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

POIDS

Poids 18,5 kg

DIMENSIONS

Largeur 96,2 cm
 Profondeur 45,5 cm
 Largeur grand plateau 75 cm
 Profondeur grand plateau 45 cm
 Largeur petit plateau 20 cm
 Profondeur petit plateau 45 cm
 Hauteur Variable mini 75 cm
 Hauteur Variable maxi 110 cm

TYPE

Type de hauteur variable Vérin à gaz

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Grand plateau Panneau de particules - Epaisseur 16 mm - Recouvert d'un plateau plastique ABS
 Petit plateau Bac ABS amovible
 Structure - Colonne Aluminium extrudé
 Structure Plateau Acier peinture époxy
 Piètement Acier peinture époxy
 Chants ABS assortis
 Roues Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
 Diamètre roues 50 mm

INCLINAISONS

Plateau principal Crémaillère 6 positions : 0 à 42°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

CLASSEMENT FEU

Plastique ABS M2



OPTIONS

4 ROULETTES PIVOTANTES - DIAMÈTRE 50 MM -
DONT 2 ROULETTES FREINÉES - POUR TABLES À
MANGER AU LIT

Réf. OP-M-R50-2F

