

CHEVET BAS SÉCURISÉ - 1 TIROIR - 1 PORTE - MODÈLE ARTEAH



Description

1 - EasyClean : La conception de nos meubles offre un nettoyage facilité sans zone inaccessible.

2 - Confort : Compact, notre mobilier s'intègre dans tous les espaces et offre des fonctionnalités de rangement optimisé.

3 - Sécurité : Dans le respect des prescriptions techniques du NF Santé, notre mobilier est conçu sans aspérité, ni bavure et partie coupante, les arêtes sont adoucies et les angles arrondis. Notre mobilier est équipé d'un système anti-basculement lors de l'ouverture des tiroirs et offre ainsi une grande stabilité.

POIDS

Poids	25 kg
-------	-------

DIMENSIONS

Largeur	48,8 cm
Profondeur	45 cm
Hauteur	76,1 cm

POIDS	
Poids	25 kg
DIMENSIONS	
Largeur	48,8 cm
Profondeur	45 cm
Hauteur	76,1 cm
MATIÈRES & REVÊTEMENTS	
Caisson	Panneaux de particules Epaisseur 19 mm - Décor Mélaminé
Dessus	Panneaux de particules Epaisseur 19 mm - Décor Stratifié
Façade	Panneaux de particules Epaisseur 19 mm - Décor Mélaminé
Chants	ABS assortis
Poignées	Plastique Silver
Roues	Plastique
Socle de protection	Mousse Polyuréthane
PIÈTEMENT	
Type de piétement	Double galet
Diamètre roues	50 mm
CONFIGURATION	
Configuration	1 tiroir - 1 porte
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	
Type de glissières	Sortie partielle à glissières à galet
Caisson	Etagère fixe
COLORIS	
Caisson	Gris Acier
Façade	Au choix dans sélection
CLASSEMENT FEU	
Stratifié	M1
Panneau Mélaminé	M2

OPTIONS

SERRURE POUR TIROIR DE CHEVET
Réf. OP-M-350-SR



OUVERTURE PORTE(S) 270° POUR GAMMES
MATEA ET ARTEAH
Réf. OP-M-401-P270

