

LIT CLINIQUE SUR PATINS - SOMMIER PLAT

Description



1 - Confort : Le lit est ergonomique et anatomique.

2 - EasyClean : Sa structure tubulaire simple à nettoyer évite tout risque de rétention. Il permet un gain de temps pour la décontamination.



POIDS

Poids structure nue 43 kg

DIMENSIONS

Hauteur Sommier par rapport au sol : 45 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 135 kg
CFS 170 kg



POIDS	
Poids structure nue	43 kg
DIMENSIONS	
Longueur structure nue	208 cm
Largeur structure nue	90,2 cm
Longueur structure + dossier + barrières	208 cm
Largeur structure + dossier + barrières	99 cm
Longueur plan de couchage	200 cm
Largeur plan de couchage	90 cm
Hauteur	Sommier par rapport au sol : 45 cm
TYPE	
Type de hauteur variable	F-TYPE
Type de motorisation	Aucune
SYSTÈME DE PESÉE	
Pesée (Oui/Non)	Non
MATIÈRES & REVÊTEMENTS	
Structure Plateau	Acier Epoxy Gris
Piètement	Acier Epoxy Gris
Châssis	Acier Epoxy Gris
Sommier / Plan de couchage	Lattes métalliques soudées
PIÈTEMENT	
Type de piètement	Tubulaire sur patins
CHARGE DE SÉCURITÉ	
Poids maxi patient	135 kg
CFS	170 kg
CONFIGURATION	
Configuration	Dossier intégré - Barrières
Nombre de supports pour potence	2
Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	2
RÈGLEMENTATION	
Classe Dispositif Médical	Classe I

CONFORT

RELÈVE-BUSTE MANUEL SUR CRÉMAILLÈRES (1P)
Réf. OP-4221-1P



RELÈVE-BUSTE ASSISTÉ PAR VÉRIN (1PA)
Réf. OP-4221-1PA



RELÈVE-BUSTE & RELÈVE-JAMBES MANUELS
 SUR CRÉMAILLÈRES (2P)
Réf. OP-4221-2P



RELÈVE-BUSTE ASSISTÉ PAR VÉRIN & RELÈVE-
 JAMBES MANUEL (2PA)
Réf. OP-4221-2PA



PIÈTEMENTS & ROUES

PIÈTEMENT SUR 4 ROUES DIAMÈTRE 125 MM
 DONT 2 À FREIN
Réf. OP-4221-ROUES



CHARIOT DE TRANSPORT

VARIANTE SUR PACK - LIVRAISON DU LIT SUR KIT
 DE TRANSPORT VERTICAL
Réf. OPP-KIT-LIV-VER



PROTECTION PATIENT

TAPIS D'AMORTISSEMENT - PROTECTION EN CAS DE CHUTE
Réf. AC-LX-MS200



CAPTEUR DE PRÉSENCE ET/OU DE POSITIONNEMENT DU PATIENT DANS LE LIT
Réf. AC-LX-SANTINELLP



BARRIÈRES : CLASSIC

BARRIÈRES PLIANTES À EMBOITEMENT HORIZONTAL (SERRAGE PAR CAMES) - LA PAIRE
Réf. AC-4481-00002



JEU DE BARRIÈRES PLIANTES À EMBOITEMENT HORIZONTAL (SERRAGE PAR CAMES SUR ÉTRIERS) (LA PAIRE)
Réf. AC-4481-00003



JEU DE 1/2 BARRIÈRES MÉTALLIQUES PLIANTES À EMBOITEMENT HORIZONTAL (FIXATION PAR ÉTRIERS) (LA PAIRE)
Réf. AC-4481-00004



POIGNÉE DE PRÉHENSION - AIDE À LA SORTIE DU LIT - FIXATION PAR ÉTRIERS (UNITÉ)
Réf. AC-4996-00067



BARRIÈRES ADDITIONNELLES À PLACER EN PIEDS DE LIT - (LA PAIRE)
Réf. AC-4996-00090



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)
Réf. AC-LX-EVO07-2440P



MATELAS

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. AC-4000-00036



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. AC-LX-H007-A-Y4



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. AC-LX-H007-Y4



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. AC-LX-M207-A-Y4



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. AC-LX-M207-Y4



MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. AC-LX-M305-Y4



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. AC-LX-M407-A-Y4



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. AC-LX-M407-Y4



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. AC-LX-M507-A-Y4



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. AC-LX-M507-Y4



EXTENSION LONGUEUR DU LIT

PROLONGATEUR DE SOMMIER 25 CM AMOVIBLE & NON RÉGLABLE POUR LIT 90 CM
Réf. AC-4996-00028



RALLONGE DE SOMMIER RÉGLABLE 25 CM
Réf. AC-4996-00029



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. AC-LX-M315-Y4



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. AC-LX-M325-Y4



POTENCES

POTENCE D'ANGLE - FINITION ÉPOXY
Réf. AC-4300-00001



POTENCE D'ANGLE AVEC SANGLE À ENROULEUR - FINITION ÉPOXY
Réf. AC-4300-00002



OPTION 4 CROCHETS SUR PORTE-SÉRUM SUR PIED
Réf. OP-4996-4CRO



TIGES PORTE-SÉRUM

TIGE PORTE-SÉRUM AVEC 2 CROCHETS
Réf. AC-4996-00006



TIGE PORTE-SÉRUM (4 CROCHETS)
Réf. AC-4996-00031



TIGE PORTE-SÉRUM TÉLESCOPIQUE AVEC 2
CROCHETS
Réf. AC-4996-00032



TIGE PORTE-SÉRUM TÉLESCOPIQUE (4
CROCHETS)
Réf. AC-4996-00033



PORTE-CONTENANT

PORTE-BASSIN UNIVERSEL (ADAPTATION SUR
DOSSERETS)
Réf. AC-4996-00003



PORTE SAC-À-URINE
Réf. AC-4996-00018



PORTE-URINAL
Réf. AC-4996-00045



PORTE-BASSIN AVEC SUPPORT MURAL
Réf. AC-4996-00046



PORTE-BASSIN
Réf. AC-4996-00120



CHARIOT DE TRANSPORT

VARIANTE SUR PACK - LIVRAISON DU LIT SUR
CHARIOT DE TRANSPORT VERTICAL
Réf. ACP-4997-00013



TPS SUR ROUES

PORTE-SÉRUM SUR PIÈTEMENT À ROULETTES
TIGE PORTE-SÉRUM AVEC 2 CROCHETS
Réf. AC-4996-00034

