



Description

FAUTEUIL DE **REPOS** MÉTAL - DOSSIER **INCLINABLE** - ACCOUDOIRS **RÉGLABLES** EN HAUTEUR

Points forts

- 1 - Confort** : L'assise et le dossier sont ergonomiques et anatomiques (respect de la lordose) avec renfort lombaire. 2 variantes de densité de la mousse HR existent pour optimiser la posturologie sur l'assise et le dossier.
- 2 - EasyClean** : Sa structure tubulaire simple à nettoyer évite tout risque de rétention. Il permet un gain de temps pour la décontamination.

MO-FA750-PRE+ : Caractéristiques Techniques détaillées

POIDS		CONFIGURATION	
Poids	21 kg	Configuration	Tête intégrée
DIMENSIONS		CLASSEMENT FEU	
Largeur	68 cm	Mousse	M4
Profondeur	78,4 cm	Revêtement	Suivant revêtement
Hauteur	116,3 cm		
ASSISE			
Largeur	52 cm		
Profondeur	46 cm		
Hauteur assise par rapport au sol	47 cm		
Mousse HR densité	37 kg/m ³		
DOSSIER			
Largeur	52 cm		
Hauteur	76,5 cm		
Inclinaison	95° à 115°		
Synchronisation avec assise/avec le relève-jambes	-5° à -12°		
Mousse HR densité	30 kg/m ³		
ACCOUDOIRS			
Longueur	47 cm		
Largeur	8 cm		
Hauteur accoudoir par rapport à assise	21,5 cm		
Réglables en hauteur et escamotables	5 positions : 0 à 21,5 cm		
Matière	Polyuréthane surmoulé sur insert bois		
TYPE			
Type de fauteuil	Fauteuil de repos		
MATIÈRES & REVÊTEMENTS			
Châssis	Acier Epoxy Noir volcanique		
PIÈTEMENT			
Type de piètement	4 patins + 2 roulettes d'aide au déplacement		
CHARGE DE SÉCURITÉ			
Poids maxi patient	135 kg		

OPTIONS

DOSSIER AVEC TÊTIÈRE AMOVIBLE (CALE NUQUE - POIGNÉE MOBILITÉ - RANGEMENT TÊTIÈRE)
Réf. OP-F-F160-3P



ASSISE HANDILIGHT POUR FAUTEUIL DE TRANSFERT
Réf. OP-F-F200-HANDILIG



PRÉ-ÉQUIPEMENT POUR TABLETTE REPAS POUR FAUTEUIL
Réf. OP-F-F310-TAB



PRÉ-ÉQUIPEMENT POUR RELÈVE-JAMBES POUR FAUTEUIL DE TRANSFERT
Réf. OP-F-F350-RJ



PRÉ-ÉQUIPEMENT APPUI-LATÉRAUX POUR FAUTEUIL
Réf. OP-F-F360-APLAT



ACCESSOIRES

APPUIS LATÉRAUX POUR FAUTEUIL
Réf. AC-FX-APLAT



KIT POUR PERSONNE MENUE COMPATIBLE AVEC DOSSIER ET TÊTIÈRE AMOVIBLE POUR FAUTEUIL
Réf. AC-FX-KITME



REPOSE-JAMBES MONOBLOC POUR FAUTEUIL
Réf. AC-FX-RJM



TABLETTE POUR REPAS ESCAMOTABLE POUR FAUTEUIL
Réf. AC-FX-TAB



TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS
Réf. AC-FX-TPS




TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS RÉGLABLE
Réf. AC-FX-TPSR




TISSUS GINKGO : Tissus enduit - Finition simili cuir - Classement feu M1


TISSU GINKGO AIGUE MARINE



TISSU GINKGO BLANC



TISSU GINKGO CHOCOLAT




TISSU GINKGO GLACIER




TISSU GINKGO LILAS




TISSU GINKGO MORGON




TISSU GINKGO PIERRE



TISSU GINKGO SOURIS



TISSU GINKGO TOMETTE



TISSU GINKGO AMANDE



TISSU GINKGO CAFÉ



TISSU GINKGO CITROUILLE




TISSU GINKGO GRANNY



TISSU GINKGO MASTIC




TISSU GINKGO MYRTILLE



TISSU GINKGO PIVOINE



TISSU GINKGO TAUPE



TISSU GINKGO TURQUOISE



TISSU GINKGO ANTHRACITE



TISSU GINKGO CAPUCCINO



TISSU GINKGO DUNE



TISSU GINKGO GROSEILLE



TISSU GINKGO MENTHE




TISSU GINKGO NUIT



TISSU GINKGO QUETSCHÉ



TISSU GINKGO TERRE



TISSU GINKGO VERT



TISSU GINKGO BÉGONIA




TISSU GINKGO CHÂTAIGNE



TISSU GINKGO ENDIVE




TISSU GINKGO LAVANDE



TISSU GINKGO MIRABELLE



TISSU GINKGO PÉTROLE



TISSU GINKGO SEIGLE



TISSU GINKGO TOMATE



TISSUS URBAN : Tissus enduit - Finition lisse - Classement feu M1

TISSU URBAN ABSINTHE



TISSU URBAN CENDRE



TISSU URBAN FUCHSIA



TISSU URBAN ORIGAN



TISSU URBAN PRUNE



TISSU URBAN TURQUOISE



TISSU URBAN ABYSSE



TISSU URBAN CHÂTAIGNE



TISSU URBAN GÉRANIUM



TISSU URBAN PENSÉE



TISSU URBAN RÉGLISSE



TISSU URBAN ANANAS




TISSU URBAN CHOCOLAT



TISSU URBAN GRANNY



TISSU URBAN PERLE



TISSU URBAN TERRE



TISSU URBAN BÉTON



TISSU URBAN FICELLE



TISSU URBAN ORANGE



TISSU URBAN PÉTROLE



TISSU URBAN TOMATE

