



**PACK DE LIT X2 3PEE 3 MOTEURS CLASSIC - LARGEUR 90 CM - SOMMIER NON DIVISIBLE - DOSSERETS BOIS VÉRONE - BARRIÈRES BOIS**

**Description**

**1 - Ultra bas :** La prévention des risques de chutes est primordiale pour le bien être du patient, c'est pour cela que notre lit peut descendre jusqu'à 20 cm du sol en position nuit.

**2 - Lit 100% évolutif :** Une structure pouvant évoluer en fonction des besoins. Des options et des accessoires peuvent être ajoutés après l'achat du lit.

**3 - EasyNursing :** Avec sa surface de couchage pleine largeur, la manipulation et le confort du patient sont optimisés.

**4 - EasyClean :** Suppression des zones de rétention.

**POIDS**

Poids structure nue 65 kg

**DIMENSIONS**

Longueur plan de couchage 200 cm

Largeur plan de couchage 90 cm

**TYPE**

Type de hauteur variable X-TYPE

**CHARGE DE SÉCURITÉ**

Poids maxi patient 135 kg

CFS 210 kg

<b>POIDS</b>	
Poids structure nue	65 kg
<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur structure nue	205 cm
Largeur structure nue	96 cm
Longueur structure + dossier + barrières	210 cm
Largeur structure + dossier + barrières	96,8 cm
Longueur plan de couchage	200 cm
Largeur plan de couchage	90 cm
Hauteur Variable mini	26 cm
Hauteur Variable maxi	73 cm
<b>TYPE</b>	
Type de hauteur variable	X-TYPE
Type de motorisation	Electrique
Type de freinage	Frein Individuel
<b>SYSTÈME DE PESÉE</b>	
Pesée (Oui/Non)	Non
<b>MATIÈRES &amp; REVÊTEMENTS</b>	
Structure Plateau	Métal Epoxy Noir
Piètement	Métal Epoxy Noir
Hauteur variable	Métal Epoxy Noir
Sommier / Plan de couchage	Métal Epoxy Noir
Roues	Corps acier zingué - Bandage Polyuréthane
<b>PIÈTEMENT</b>	
Type de piètement	Roues
Diamètre roues	100 mm
<b>INCLINAISONS</b>	
Relève-buste	70 °
Relève-jambes	26 °
<b>INCLINAISONS</b>	
Relève-cuisses	30 °
Plicature genoux	10 °
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	
Lit	IPX4
Moteurs	IP66
<b>CHARGE DE SÉCURITÉ</b>	
Poids maxi patient	135 kg
CFS	210 kg
<b>CONFIGURATION</b>	
Configuration	Panneaux - Barrières - Potence
<b>RÈGLEMENTATION</b>	
Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	CE
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
<b>CLASSEMENT FEU</b>	
Motorisation	V0
Stratifié	M1
Panneau Mélaminé	M3

### OPTIONS DE REMISE À PLAT D'URGENCE (CPR)

REMISE À PLAT D'URGENCE DU RELÈVE-BUSTE  
POUR LITS XD2  
**Réf. 4990-50010**



### OPTIONS PIÈTEMENTS

FREINAGE CENTRALISÉ DES 4 ROUES POUR LIT  
XD2 CLASSIC  
**Réf. 4990-50004**



VARIANTE SUR PACK - MOBILITÉ DU LIT X2  
EASYMOVE  
**Réf. 4990-50028**



### DOSSERETS

VARIANTE SUR PACK - DOSSERETS VÉRONE  
\*\*\*MOINS-VALUE\*\*\*  
**Réf. 4998-00712**



### BARRIÈRES CLASSIC

HABILLAGE NATUREL DES 2 BARREAUX  
SUPÉRIEURS POUR JEU DE BARRIÈRES CLASSIC  
PLIANTES - 3 BARREAUX  
**Réf. 4920-50020**



HABILLAGE LONGS PANS BOIS - SANS  
DOSSERETS  
**Réf. 4920-50022**



HABILLAGE LONGS PANS TAPISSIERS - SANS  
DOSSERETS  
**Réf. 4920-50059**



### POIGNÉE D'AIDE AU DÉPLACEMENT

SUPPORT COMPLÈMENT DE BARRIÈRES "APP"  
**Réf. 4990-50011**



## DOSSERETS

OPTION MAIN COURANTE EN TÊTE POUR JEU DE DOSSERETS VÉRONE, AUBANCE ET CHEVERNY  
**Réf. 4998-00713**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP Y4 - DÉCORS MÉLAMINÉS

**Réf. 4998-00715**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ Y4 - DÉCORS MÉLAMINÉS

**Réf. 4998-00716**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00718**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ - DÉCORS MÉLAMINÉS

**Réf. 4998-00719**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS TAPISSIERS ALPAGA EASYCLIP

**Réf. 4998-00721**



## BARRIÈRES CLASSIC

JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4  
**Réf. 4920-50011**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)

**Réf. 4923-50023**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4

\*\*\*MOINS-VALUE\*\*\*

**Réf. ACP-4920-50011**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES RÉHAUSSÉES - 3 BARREAUX (LA PAIRE)  
**Réf. OPP-4920-50012**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 4 BARREAUX - ADAPTÉES AUX GRANDS ENFANTS (LA PAIRE)

**Réf. OPP-4920-50015**



## BARRIÈRES PLEINE LONGUEUR

JEU DE BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR - 2 BARREAUX - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4920-50026**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR

**Réf. 4920-50060**



JEU DE RÉHAUSSES POUR BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR

**Réf. 4923-50030**



## BARRIÈRES ERGOFLEX

JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES ERGOFLEX  
**Réf. 4491-00017**



JEU DE RÉHAUSSES POUR BARRIÈRES ERGOFLEX

**Réf. 4491-00018**



JEU DE BARRIÈRES ERGOFLEX 60/40 FERMETURE TOTALE - HABILLAGE BOIS - SANS DOSSERETS - POUR LITS X2

**Réf. 4491-00023**



## POTENCES

POTENCE D'ANGLE FIXE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE  
**Réf. 4923-50027**



POTENCE D'ANGLE ORIENTABLE PAR TIRETTE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE

**Réf. 4953-50011**



SUPPORT 4 CROCHETS PLASTIQUE POUR POTENCE

**Réf. 4953-50012**



## POIGNÉE D'AIDE AU DÉPLACEMENT

JEU DE COMPLÉMENTS POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)  
**Réf. 4920-50002**



## TIGES PORTE-SÉRUM

TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR FIXE AVEC 4 CROCHETS  
**Réf. 4920-50028**



TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR RÉGLABLE PAR SYSTÈME À VIS AVEC 4 CROCHETS - FORME COUDÉE  
**Réf. 4953-50013**



## EXTENSION LONGUEUR DE LIT

RALLONGE DE SOMMIER 20 CM POUR LITS X2 / XD2  
**Réf. 4990-50002**



## MATELAS

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00036**



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00077**



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00081**



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00085**



MATELAS + HOUSSE - A AIR NON MOTORISE - COUCHAGE 200 X 90 CM  
**Réf. 4000-00092**



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00093**



MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00098**



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00099**



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00100**



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS  
**Réf. 4000-00107**



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS  
**Réf. 4000-00111**



MATELAS MOUSSE VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE - ANGLES TRONQUÉS - LARGEUR 90 CM  
**Réf. 4000-00115**



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES TRONQUÉS  
**Réf. 4000-00122**



## PROTECTION PATIENT

TAPIS D'AMORTISSEMENT - PROTECTION EN CAS DE CHUTE  
**Réf. 4000-00065**



CAPTEUR DE PRÉSENCE ET/OU DE POSITIONNEMENT DU PATIENT DANS LE LIT  
**Réf. 4000-00127**



## PROTECTION MURALE

BUTÉE MURALE POUR LITS XD2  
**Réf. 4990-50013**

