



PACK DE LIT X2 3PEE 3 MOTEURS CLASSIC - LARGEUR 90 CM - SOMMIER NON DIVISIBLE - DOSSERETS BOIS VÉRONE - BARRIÈRES CLASSIC

Description

- 1 - Ultra bas** : La prévention des risques de chutes est primordiale pour le bien être du patient, c'est pour cela que notre lit peut descendre jusqu'à 20 cm du sol en position nuit.
- 2 - Lit 100% évolutif** : Une structure pouvant évoluer en fonction des besoins. Des options et des accessoires peuvent être ajoutés après l'achat du lit.
- 3 - EasyNursing** : Avec sa surface de couchage pleine largeur, la manipulation et le confort du patient sont optimisés.
- 4 - EasyClean** : Suppression des zones de rétention.

CE

CONFORT

SUPPORT COMPLÈMENT DE BARRIÈRES "APP"

Réf. 4990-50011



OPTIONS PRINCIPALES

REMISE À PLAT D'URGENCE DU RELÈVE-BUSTE
POUR LITS XD2

Réf. 4990-50010



PIÈTEMENTS & ROUES

FREINAGE CENTRALISÉ DES 4 ROUES POUR LIT
XD2 CLASSIC

Réf. 4990-50004



VARIANTE SUR PACK - MOBILITÉ DU LIT X2
EASYMOVE

Réf. 4990-50028



DOSSERETS

VARIANTE SUR PACK - DOSSERETS VÉRONE
MOINS-VALUE

Réf. 4998-00712



BARRIÈRES : CLASSIC

HABILLAGE NATUREL DES 2 BARREAUX
SUPÉRIEURS POUR JEU DE BARRIÈRES CLASSIC
PLIANTES - 3 BARREAUX

Réf. 4920-50020



HABILLAGE LONGS PANS BOIS - SANS
DOSSERETS

Réf. 4920-50022



HABILLAGE LONGS PANS TAPISSIERS - SANS
DOSSERETS

Réf. 4920-50059



PROTECTION PATIENT

TAPIS D'AMORTISSEMENT - PROTECTION EN CAS DE CHUTE
Réf. 4000-00065



CAPTEUR DE PRÉSENCE ET/OU DE POSITIONNEMENT DU PATIENT DANS LE LIT
Réf. 4000-00127



DOSSERETS

OPTION MAIN COURANTE EN TÊTE POUR JEU DE DOSSERETS VÉRONE, AUBANCE ET CHEVERNY
Réf. 4998-00713



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP Y4 - DÉCORS MÉLAMINÉS
Réf. 4998-00715



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ Y4 - DÉCORS MÉLAMINÉS
Réf. 4998-00716



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP - DÉCORS MÉLAMINÉS
Réf. 4998-00718



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ - DÉCORS MÉLAMINÉS
Réf. 4998-00719



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS TAPISSIERS ALPAGA EASYCLIP
Réf. 4998-00721



BARRIÈRES : CLASSIC

JEU DE COMPLÉMENTS POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)
Réf. 4920-50002



JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4
Réf. 4920-50011



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)
Réf. 4923-50023



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4 ***MOINS-VALUE***
Réf. ACP-4920-50011



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES RÉHAUSSÉES - 3 BARREAUX (LA PAIRE)
Réf. OPP-4920-50012



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 4 BARREAUX - ADAPTÉES AUX GRANDS ENFANTS (LA PAIRE)
Réf. OPP-4920-50015



BARRIÈRES : ERGOFLEX

JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES ERGOFLEX
Réf. 4491-00017



JEU DE RÉHAUSSES POUR BARRIÈRES ERGOFLEX
Réf. 4491-00018



JEU DE BARRIÈRES ERGOFLEX 60/40 FERMETURE TOTALE - HABILLAGE BOIS - SANS DOSSERETS - POUR LITS X2
Réf. 4491-00023



BARRIÈRES : BOIS PLEINE LONGUEUR

JEU DE BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR - 2 BARREAUX - SANS DOSSERETS
Réf. 4920-50026



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR
Réf. 4920-50060



JEU DE RÉHAUSSES POUR BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR
Réf. 4923-50030



MATELAS

MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. 4000-00077



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. 4000-00081



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. 4000-00085



MATELAS + HOUSSE - A AIR NON MOTORISÉ - COUCHAGE 200 X 90 CM
Réf. 4000-00092



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES DROITS
Réf. 4000-00093



MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. 4000-00098



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. 4000-00099



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. 4000-00100



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. 4000-00107



MATELAS + HOUSSE - GAUFRIER MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. 4000-00111



MATELAS MOUSSE VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE - ANGLES TRONQUÉS - LARGEUR 90 CM
Réf. 4000-00115



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES TRONQUÉS
Réf. 4000-00122



EXTENSION LONGUEUR DU LIT

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE
20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER
Réf. 4000-00036



RALLONGE DE SOMMIER 20 CM POUR LITS X2 /
XD2
Réf. 4990-50002



POTENCES

POTENCE D'ANGLE FIXE AVEC ENROULEUR
AUTOMATIQUE
Réf. 4923-50027



POTENCE D'ANGLE ORIENTABLE PAR TIRETTE
AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE
Réf. 4953-50011



SUPPORT 4 CROCHETS PLASTIQUE POUR
POTENCE
Réf. 4953-50012



TIGES PORTE-SÉRUM

TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR FIXE AVEC 4
CROCHETS
Réf. 4920-50028



TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR RÉGLABLE PAR
SYSTÈME À VIS AVEC 4 CROCHETS - FORME
COUDÉE
Réf. 4953-50013



PROTECTION MURALE

BUTÉE MURALE POUR LITS XD2
Réf. 4990-50013

