

**PACK DE LIT XL CONFORT-AUBANCE 2PE 2 MOTEURS  
- LARGEUR 120 CM - SOMMIER SIMPLE ET DIVIBLE -  
DOSSERETS VÉRONE - BARRIÈRES CLASSIC**

Référence : **4968-00534**

**Description :**

PLAN DE COUCHAGE : 120 X 200 CM - POIDS MAX PATIENT : 270 KG - CFS : 320 KG



**CE**

## OPTIONS DE REMISE À PLAT D'URGENCE (CPR)

REMISE À PLAT D'URGENCE DU RELÈVE-BUSTE  
POUR LIT ATLAS  
**Réf. OP-4968-RAZ**



## OPTIONS PIÈTEMENTS

FINITION ÉPOXY EMBASE GRIS ALUMINIUM -  
SOMMIER SIMPLE - POUR LIT CONFORT AUBANCE  
**Réf. OP-4968-ALU**



FREINAGE CENTRALISÉ DES 4 ROUES POUR LIT  
ATLAS  
**Réf. OP-4968-BC**



PLUS-VALUE HABILLAGE PIÈTEMENT - AUTRES  
COULEURS POUR LIT SUR PATINS - POUR LIT  
ATLAS  
**Réf. OP-4968-HAB**



## DOSSERETS

VARIANTE SUR PACK - DOSSERETS VÉRONE  
\*\*\*MOINS-VALUE\*\*\*  
**Réf. 4998-00712**



## BARRIÈRES CLASSIC

HABILLAGE LONGS PANS BOIS - SANS  
DOSSERETS  
**Réf. 4920-50022**



HABILLAGE LONGS PANS TAPISSIERS - SANS  
DOSSERETS  
**Réf. 4920-50059**



## SURFACE DE COUCHAGE

RELÈVE-JAMBES ÉLECTRIQUE (2PEE) POUR LIT  
CONFORT AUBANCE SOMMIER DOUBLE  
**Réf. OP-4960-2PEE-CONF**



PLICATURE ÉLECTRIQUE DES GENOUX (3PEE)  
POUR LIT CONFORT AUBANCE SOMMIER  
DOUBLE  
**Réf. OP-4960-3PEE-CONF**



RELÈVE-JAMBES ÉLECTRIQUE (2PEE) POUR LIT  
ATLAS SOMMIER SIMPLE  
**Réf. OP-4968-2PEE**



RELÈVE-JAMBES ÉLECTRIQUE (2PEE) POUR LIT  
CONFORT AUBANCE SOMMIER SIMPLE  
**Réf. OP-4968-2PEE-CONF**



PLICATURE ÉLECTRIQUE DES GENOUX (3PEE)  
POUR LIT ATLAS SOMMIER SIMPLE  
**Réf. OP-4968-3PEE**



PLICATURE ÉLECTRIQUE DES GENOUX (3PEE)  
POUR LIT CONFORT AUBANCE SOMMIER SIMPLE  
**Réf. OP-4968-3PEE-CONF**



TRANSLATION ARRIÈRE DU RELÈVE-BUSTE POUR  
LIT ATLAS LARGEUR 120 CM  
**Réf. OP-4968-TRANS**



## OPTIONS PRINCIPALES

POTENCE D'ANGLE - FINITION ÉPOXY  
**Réf. 4300-00001**



POTENCE D'ANGLE AVEC SANGLE À ENROULEUR  
- FINITION ÉPOXY  
**Réf. 4300-00002**



TIGE PORTE-SÉRUM AVEC 2 CROCHETS  
**Réf. 4996-00006**



TIGE PORTE-SÉRUM TÉLESCOPIQUE AVEC 2  
CROCHETS  
**Réf. 4996-00032**



BARRIÈRES ADDITIONNELLES À PLACER EN  
PIEDS DE LIT - (LA PAIRE)  
**Réf. 4996-00090**



## DOSSERETS

OPTION MAIN COURANTE EN TÊTE POUR JEU DE  
DOSSERETS VÉRONE, AUBANCE ET CHEVERNY  
**Réf. 4998-00713**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS  
MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP Y4 - DÉCORS  
MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00715**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS  
MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP AVEC DÉCOR  
LAQUÉ Y4 - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00716**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS  
CHEVERNY EASYCLIP - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00718**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS  
CHEVERNY EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ -  
DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00719**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS  
TAPISSIERS ALPAGA EASYCLIP  
**Réf. 4998-00721**



## BARRIÈRES CLASSIC

JEU DE BARRIÈRES PLIANTES À EMBOITEMENT  
HORIZONTAL (SERRAGE PAR CAMES SUR  
ÉTRIERS) (LA PAIRE)  
**Réf. 4481-00003**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR  
BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)  
**Réf. 4923-50023**



POIGNÉE DE PRÉHENSION - AIDE À LA SORTIE  
DU LIT - FIXATION PAR ÉTRIERS (UNITÉ)  
**Réf. 4996-00067**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES  
CLASSIC PLIANTES RÉHAUSSÉES - 3 BARREAUX  
(LA PAIRE)  
**Réf. OPP-4920-50012**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES  
CLASSIC PLIANTES - 4 BARREAUX - ADAPTÉES  
AUX GRANDS ENFANTS (LA PAIRE)  
**Réf. OPP-4920-50015**



## BARRIÈRES PLEINE LONGUEUR

JEU DE BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR - 2  
BARREAUX - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4920-50026**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR  
BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR  
**Réf. 4920-50060**



JEU DE RÉHAUSSES POUR BARRIÈRES BOIS  
PLEINE LONGUEUR  
**Réf. 4923-50030**



## POTENCES

POTENCE DOUBLE POUR LIT LARGEUR 120 CM  
**Réf. 4300-00008**



## OPTIONS EXTENTION LONGUEUR DE LIT

PROLONGATEUR DE SOMMIER 25 CM AMOVIBLE  
& NON RÉGLABLE POUR LIT 120 CM  
**Réf. 4996-00027**



## OPTIONS EXTENSION LARGEUR DE LIT

MATELAS MOUSSE VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE  
- ANGLES DROITS - LARGEUR 120 CM  
**Réf. 4000-00088**



## MATELAS

MATELAS POUR RALLONGE SOMMIER - 120 X 20  
CM  
**Réf. 4000-00053**



MATELAS DE CONFORT MULTI-ARTICULATION +  
HOUSSE - ANGLES DROITS - LARGEUR 120 CM  
**Réf. 4000-00080**



## PROTECTION PATIENT

TAPIS D'AMORTISSEMENT - PROTECTION EN  
CAS DE CHUTE  
**Réf. 4000-00065**



CAPTEUR DE PRÉSENCE ET/OU DE  
POSITIONNEMENT DU PATIENT DANS LE LIT  
**Réf. 4000-00127**



## PROTECTION MURALE

BUTÉE MURALE POUR LITS XXL LARGEUR 120  
CM - 140 CM - 160 CM  
**Réf. 4996-00074**



## PORTE-CONTENANT

PORTE SAC-À-URINE  
**Réf. 4996-00018**



PORTE-URINAL  
**Réf. 4996-00045**



PORTE-BASSIN  
**Réf. 4996-00120**

