



## TABLE À MANGER AU LIT - GRAND PLATEAU INCLINABLE + BAC PLASTIQUE LATÉRAL

### Description

**1 - EasyClean :** Sa structure tubulaire simple à nettoyer évite tout risque de rétention. Le plateau latéral est composé d'un bac thermoformé amovible pour une hygiène maximale.

**2 - Confort :** Sa hauteur variable est facilement réglable par une simple action sur la poignée. La table est alors ajustée à la position désirée. Son grand plateau inclinable équipé d'une réglette évite les chutes d'objets.

**3 - Sécurité :** Son large piètement avec ses roulettes double galets offre une grande stabilité. La remontée automatique du plateau évite les risques accidentels de coincement pour le patient.

### POIDS

Poids 18,5 kg

### DIMENSIONS

Largeur 96,2 cm  
Profondeur 45,5 cm

### CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 25 kg

POIDS	
Poids	18,5 kg
DIMENSIONS	
Largeur	96,2 cm
Profondeur	45,5 cm
Largeur grand plateau	75 cm
Profondeur grand plateau	45 cm
Largeur petit plateau	20 cm
Profondeur petit plateau	45 cm
Hauteur Variable mini	75 cm
Hauteur Variable maxi	110 cm
TYPE	
Type de hauteur variable	Vérin à gaz
MATIÈRES & REVÊTEMENTS	
Grand plateau	Panneau de particules face mélaminée - Epaisseur 18 mm
Petit plateau	Bac ABS amovible
Structure - Colonne	Aluminium extrudé
Structure Plateau	Acier peinture époxy
Piètement	Acier peinture époxy
Chants	ABS assortis
Roues	Corps de roue : Polypropylène - Bandage : caoutchouc thermoplastique non tachant
PIÈTEMENT	
Type de piètement	Piètement en "C" - 4 roulettes double galet
Diamètre roues	50 mm
INCLINAISONS	
Plateau principal	Crémaillère 6 positions : 0 à 42°
CHARGE DE SÉCURITÉ	
Charge maximale admissible	25 kg
CLASSEMENT FEU	
Stratifié	M1
CLASSEMENT FEU	
Plastique ABS	M2
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE	
Commentaire	1 réglette de lecture