



**CHEVET MONTANA - 1 TIROIR - 1 PORTE - DÉCORS  
MÉLAMINÉS**

**Description**

DIMENSIONS : L44,4 X H74,6 X P40 CM - TIROIR SUR GLISSIÈRES À BILLES POUR UNE SORTIE TOTALE - SYSTÈME SÉCURISÉ ANTI-CHUTE DU TIROIR INTÉGRANT UN ARRÊT FIN DE COURSE - BAC PLASTIQUE ABS AMOVIBLE À L'INTÉRIEUR DU TIROIR