



FAUTEUIL DE REPOS BERTO - RELAX - DOSSIER ET ASSISE SYNCHRONE ASSISTÉE PAR VÉRIN À GAZ

Description

DIMENSIONS : L65,5 X P70 X H123 CM - HAUTEUR D'ASSISE : 48 CM

POIDS

Poids 41 kg

DIMENSIONS

Largeur 65,5 cm
Profondeur 70 cm
Hauteur 123 cm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 110 kg

| POIDS | |
|---|------------------------------|
| Poids | 41 kg |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 65,5 cm |
| Profondeur | 70 cm |
| Hauteur | 123 cm |
| ASSISE | |
| Largeur | 51 cm |
| Profondeur | 51 cm |
| Hauteur assise par rapport au sol | 48 cm |
| Mousse HR densité | 40 kg/m3 |
| DOSSIER | |
| Largeur | 50 cm |
| Hauteur | 89 cm |
| Inclinaison | Par poussée manuelle |
| Synchronisation avec assise/avec le relève-jambes | Avec le relève-jambes |
| Mousse HR densité | 25 kg/m3 |
| TYPE | |
| Type de fauteuil | Relax manuel |
| MATIÈRES & REVÊTEMENTS | |
| Châssis | Hêtre massif vernis ou laqué |
| PIÈTEMENT | |
| Type de piétement | 4 patins |
| CHARGE DE SÉCURITÉ | |
| Poids maxi patient | 110 kg |
| CONFIGURATION | |
| Configuration | Repose-jambes intégré |
| CLASSEMENT FEU | |
| Mousse | M4 |
| Revêtement | Suivant revêtement |