



## Description



PACK DE LIT (LDB\_4M\_M20) Y-TYPE TIVOLI 4 - 3PEE 4 MOTEURS MOVE - LARGEUR 90 CM - DOSSERETS VÉRONE - BARRIÈRES CLASSIC - ROULETTES UNIDIRECTIONNELLES EN TÊTE ET 4 ROULETTES DIRECTIONNELLES FREINÉES EN PIED - POIDS STRUCTURE SEULE : 83KG - HAUTEUR MINI/MAXI : 20/80CM - POIDS MAX PATIENT : 195 KG - CFS : 260 KG - PLEINE LARGEUR

## Points forts

- 1 - EasyNursing** : Le châssis en H a été étudié spécifiquement pour être plus léger, sans zone de rétention. Avec sa surface de couchage pleine largeur, la manipulation et le confort du patient sont optimisés.
- 2 - Ultra bas** : Le lit Y-Type Tivoli 4 propose une position très basse pour sécuriser le patient en cas de chute durant la nuit. La contention peut ainsi être évitée.
- 3 - Full Accessoirisation** : Son système EasyClip offre un large choix d'accessoires afin de proposer un lit adapté à chaque pathologie.
- 4 - EasyClean** : Le nettoyage est facilité grâce à sa structure avec zéro câble apparent et zéro zone de rétention.

## PACK - ÉQUIPEMENT

Dosserets	Vérone
Barrières	Classic 3/4

## POIDS

Poids structure nue	90 kg
---------------------	-------

## DIMENSIONS

Longueur structure nue	198,2 cm
Largeur structure nue	89,7 cm
Longueur structure + dosserets + barrières	209,5 cm
Largeur structure + dosserets + barrières	100 cm
Longueur plan de couchage	197,7 cm
Largeur plan de couchage	85,8 cm
Hauteur Variable mini	20 cm
Hauteur Variable maxi	80 cm
Position arrêt automatique intermédiaire	40 cm
Position arrêt automatique sécuritaire	24 cm

## SURFACE DE COUCHAGE

Sommier / Structure - Matière	Structure acier époxy
Plan de couchage - Matière	Compact HPL

## TYPE

Type de hauteur variable	Y-Type
Type de motorisation	Electrique
Type de freinage	Freinage en pied uniquement

## SYSTÈME DE PESÉE

Pesée (Oui/Non)	NON
-----------------	-----

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Structure Plateau	MÉTAL EPOXY BLANC
Piètement	Métal Epoxy Noir
Châssis	Métal Epoxy Blanc
Hauteur variable	Métal Epoxy Noir
Roues	Bandage Polyuréthane

## PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulettes
Diamètre roues	75 mm

## INCLINAISONS

Relève-buste	74 °
Relève-jambes	15 °
Relève-cuisses	38 °
Plicature genoux	13 °

## INCLINAISONS

Translation	7 cm
Proclive	17 °
Déclive	15 °

## CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	195 kg
CFS	260 kg

## INDICE DE PROTECTION

Lit	IPX4
Moteurs	IP66

## CONFIGURATION

Configuration	PANNEAUX BARRIERES
---------------	--------------------

## RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	CE
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui

## CLASSEMENT FEU

Motorisation	V0
Compact HPL	M1
Stratifié	M1
Panneau Mèlaminé	M3

## OPTIONS PRINCIPALES

POIGNÉE DE DÉBRAYAGE DU RELÈVE-BUSTE  
**Réf. 4920-50008**



POIGNÉE DE DÉBRAYAGE BILATÉRALE DU RELÈVE-BUSTE  
**Réf. 4920-50009**



## PÉRIPHÉRIQUES ÉLECTRIQUES

BOITIER DE COMDAMNATION DES FONCTIONS AVEC PRISE TÉLÉCOMMANDE PLUG & PLAY  
**Réf. 4920-50005**



BATTERIE DE SECOURS  
**Réf. 4920-50007**



PLICATURE ÉLECTRIQUE AVEC RELÈVE-PIEDS ÉLECTRIQUE (V20)  
**Réf. 4920-50010**



VEILLEUSE DE NUIT PLACÉE SOUS LE PLAN DE COUCHAGE  
**Réf. 4923-50011**



SATELLITE DE COMMANDE EASYTOUCH AVEC PRÉ-PROGRAMMATION DES PRINCIPALES FONCTIONS EN REMPLACEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE  
**Réf. 4953-50007**



SATELLITE DE COMMANDE EASYTOUCH AVEC PRÉ-PROGRAMMATION DES PRINCIPALES FONCTIONS AVEC TÉLÉCOMMANDE  
**Réf. 4953-50008**



SUPERVISEUR SOIGNANT POSITIONNÉ EN PIED DE LIT AVEC TÉLÉCOMMANDE  
**Réf. 4953-50015**



## MOBILITÉ

VARIANTE SUR PACK - MOBILITÉ DU LIT TIVOLI 4 EASYMOVE  
**Réf. 4920-50062**



## DOSSERETS

2 BUTOIRS ANNULAIRES DE PROTECTION FIXÉS SUR LES DOSSERETS DE TÊTE ET PIED  
**Réf. 4998-00617**



OPTION MAIN COURANTE EN TÊTE POUR JEU DE DOSSERETS VÉRONE, AUBANCE ET CHEVERNY  
**Réf. 4998-00713**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00715**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS MONOBLOCS AUBANCE EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00716**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00718**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS BOIS CHEVERNY EASYCLIP AVEC DÉCOR LAQUÉ - DÉCORS MÉLAMINÉS  
**Réf. 4998-00719**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE DOSSERETS TAPISSIERS ALPAGA EASYCLIP  
**Réf. 4998-00721**



VARIANTE SUR PACK - DOSSERETS PPS - DEUX POSITIONS DOSSERET ET PLATEAU  
**Réf. 4998-00723**



## BARRIÈRES

HABILLAGE NATUREL DES 2 BARREAUX SUPÉRIEURS POUR JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX  
**Réf. 4920-50020**



HABILLAGE LONGS PANS BOIS - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4920-50022**



HABILLAGE LONGS PANS TAPISSIERS - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4920-50059**



## EXTENTION LARGEUR DE LIT

VARIANTE SUR PACK - LARGEUR DU LIT TIVOLI 4 120 CM - PIÈTEMENT EMOVE  
**Réf. 4920-50061**



## PORTE-CONTENANT

4 RAILS ACCESSOIRES POUR CHÂSSIS HAUT DE LIT (2 DE CHAQUE CÔTÉ DU LIT)  
**Réf. 4953-50017**



## CONFORT

CONFORTGUARD (UNITÉ)  
**Réf. 4491-00019**



POIGNÉE D'AIDE À LA SORTIE DE LIT (VENDUE À L'UNITÉ) - NON COMPATIBLE AVEC KIT XL 110 CM (UNITÉ)  
**Réf. 4920-50024**



## PÉRIPHÉRIQUES ÉLECTRIQUES

SUPPORT FLEXIBLE POUR TÉLÉCOMMANDE FILAIRE  
**Réf. 4920-50049**



## BARRIÈRES

JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES SMARTGUARD / ERGOFLEX  
**Réf. 4491-00017**



JEU DE BARRIÈRES SMARTGUARD 60/40 FERMETURE TOTALE - HABILLAGE BOIS - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4491-00020**



JEU DE COMPLÉMENTS POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)  
**Réf. 4920-50002**



JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4  
**Réf. 4920-50011**



JEU DE BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR - 2 BARREAUX - SANS DOSSERETS  
**Réf. 4920-50026**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR  
**Réf. 4920-50060**



JEU DE PROTECTIONS MATELASSÉES POUR BARRIÈRES CLASSIC (LA PAIRE)  
**Réf. 4923-50023**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES - 3 BARREAUX POUR LIT Y4 \*\*\*MOINS-VALUE\*\*\*  
**Réf. ACP-4920-50011**



VARIANTE SUR PACK - JEU DE BARRIÈRES CLASSIC PLIANTES RÉHAUSSÉES - 3 BARREAUX (LA PAIRE)  
**Réf. OPP-4920-50012**



## MATELAS

MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00077**



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00080**



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00085**



MATELAS + HOUSSE - VISCOÉLASTIQUE - COUCHAGE 200 X 120 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00088**



MATELAS + HOUSSE - A AIR NON MOTORISÉ - COUCHAGE 200 X 90 CM  
**Réf. 4000-00092**



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES DROITS  
**Réf. 4000-00093**



MATELAS + HOUSSE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00098**



MATELAS + HOUSSE - VISCOELASTIQUE - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00100**



MATELAS + HOUSSE - CONFORT MULTI-ARTICULATION - COUCHAGE 200 X 90 CM - ANGLES TRONQUÉS  
**Réf. 4000-00107**



MATELAS MOUSSE VISCOÉLASTIQUE + HOUSSE - ANGLES TRONQUÉS - LARGEUR 90 CM  
**Réf. 4000-00115**



HOUSSE POUR MATELAS - LARGEUR 90 CM - ANGLES TRONQUÉS  
**Réf. 4000-00122**



## EXTENSION LARGEUR DE LIT

MATELAS MOUSSE + VISCO + HOUSSE POUR KIT XL CONFORT - 200 X 110 X 14 CM  
**Réf. 4000-00089**



KIT XL CONFORT - PLAN DE COUCHAGE 110 CM  
**Réf. 4920-50046**



## CONFORT & SÉCURITÉ DU PATIENT

TAPIS D'AMORTISSEMENT - PROTECTION EN CAS DE CHUTE  
**Réf. 4000-00065**



## EXTENSION LONGUEUR DU LIT

MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 90 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00036**



MATELAS + HOUSSE - CONFORT - COUCHAGE 20 X 120 CM - POUR RALLONGE SOMMIER  
**Réf. 4000-00053**



RALLONGE DE SOMMIER  
**Réf. 4920-50001**



## POTENCES

POTENCE D'ANGLE FIXE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE  
**Réf. 4923-50027**



POTENCE D'ANGLE ORIENTABLE PAR TIRETTE AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE  
**Réf. 4953-50011**



SUPPORT 4 CROCHETS PLASTIQUE POUR POTENCE  
**Réf. 4953-50012**



## TIGES PORTE-SÉRUM

TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR FIXE AVEC 4 CROCHETS  
**Réf. 4920-50028**



TIGE PORTE-SÉRUM À HAUTEUR RÉGLABLE PAR SYSTÈME À VIS AVEC 4 CROCHETS - FORME COUDÉE  
**Réf. 4953-50013**



## PROTECTION MURALE

BUTOIR SUR CHÂSSIS HAUT DE LIT Y4  
**Réf. 4920-50031**



BUTOIR ESCAMOTABLE SUR PIÈTEMENT POUR LIT Y4 (HARMONY, MOVE, EMOVE)  
**Réf. 4923-50015**



## PORTE-CONTENANT

PORTE URINAL SUR BARRIÈRES  
**Réf. 4923-50013**



SUPPORT DE POCHE À URINE  
**Réf. 4953-50024**



SUPPORT PANIER MULTI-USAGE  
**Réf. 4953-50031**

